



Regavi - Etude d'une vidéo - Mode d'emploi simplifié




Ouvrir un fichier au format vidéo avi



Eventuellement avancer jusqu'à la première image souhaitée, et faire un zoom




Cliquer et choisir l'origine du repère




Cliquer et indiquer l'échelle en « tirant » un trait (sélecteur gauche de la souris maintenu appuyé) entre 2 points séparés d'une distance connue




Choisir l'orientation des axes



Cliquer et effectuer les pointages sur la vidéo



Eventuellement cliquer et choisir dans le tableau la ligne correspondant à $t = 0$.



Transférer les données dans Regressi ou le presse papier